

Link do produktu: <https://www.progmar.sklep.pl/masa-pro-gel-1000g-p-43.html>



# Masa PRO-GEL 1000g

Cena **55,00 zł**

## Opis produktu

Reprodukuje dokładnie najdelikatniejsze szczegóły.

Niskie temperatury przy posługiwaniu się zelem do dublowania zmniejszają zjawisko kurczenia i optymalizują wynik.

### ZALETY WYKONYWANIA FORM Z PRO-GEL

- do wielokrotnego użytku
- niska cena zakupu
- łatwy w obsłudze
- 0,5kg to około 450ml
- całkowicie ekologiczny

### INSTRUKCJA :

1. **PRO-GEL** należy stopić ogrzewając go do temp. 90oC w łaźni wodnej intensywnie mieszać nie dopuścić do wrzenia
2. Następnie stopioną masę należy ostudzić do temp. 45oC i wlać na model zwilżony letnią wodą
3. Pozostawić całość do zastygnięcia

### ZASTOSOWANIE I UWAGI :

**PRO-GEL** po zastygnięciu jest stosunkowo wrażliwy na rozerwanie

---

(wykonywanie niewielkich serii)

Nadaje się do odlewania gipsów ceramicznych, dentystycznych i żywic akrylowych wodnych

Świetny materiał do nauki budowy form silikonowych

Rewelacyjnie nadaje się do testowania linii cięcia i wyniku odlewu

Bardzo niska cena formy przy krótkich seriach

Niska wrażliwość na wilgoć